



Présentation du projet EEG

Traitement de signal

CAMPOS CASARES Melvin, VAN DE WALLE Hubert, MIESSE Clément, SHATSKIY Filipp

Le casque EMOTIV et logiciel



EMOTIV EPOC + 14 channel EEG

Software : EMOTIV Developer Academic with
EMOTIV PRO


L'objectif



ALPHA



Relaxation légère et créativité



Les ondes alpha

Se mesure entre 8 et 12 Hz

Observé lors de la fermeture de yeux et que le sujet se détend

